

红细胞洗涤液(pH7.2)

Erythrocyte detergent

货号： C7055

规格： 10ml

保存条件：

4℃保存，有效期 12 个月。

简介：

在生物学实验中经常需要去除红细胞，在裂解红细胞之前，可以采用 PBS 清洗红细胞，亦可用专门的红细胞洗涤液，以便充分清洗细胞。本试剂主要由磷酸盐、氯化钠、氯化钾等组成，并经过高压灭菌处理。

本产品仅用于科研，不宜用于临床诊断或其他用途。

使用方法：

1. 取新鲜抗凝血，离心，去除血浆。
2. 加入红细胞洗涤液(pH7.2)重悬细胞，离心，去除上清，重复 2~3 次。

注意事项：

1. 后续试验如果是用于细胞培养，操作过程中应注意无菌操作，尽量在超净工作台内操作。
2. 离心步骤尽量在 4℃离心机上操作。
3. 离心洗涤后，通常极微量的红细胞不会影响后续的检测。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。